

ENDOSCOPIOS RÍGIDOS

OTO-RINOSCOPIO-LARINGOSCOPIO

EXCEPCIONAL CALIDAD EN VISIÓN ENDOSCÓPICA


- Alta resolución
- Imagen nítida
- Gran resistencia



OPTOMIC ofrece una completa gama de otoscopios, rinoscopios y laringoscopios rígidos para examinar la zona correspondiente. Permiten el diagnóstico y sirven como método para intervenciones quirúrgicas de mínima invasión. Todos los endoscopios OPTOMIC de ORL son de calidad demostrada y proporcionan una claridad de imagen excepcional que garantiza la satisfacción del especialista.

ENDOSCOPIOS RÍGIDOS


OTO-RINOSCOPIO-LARINGOSCOPIO



SISTEMA DE LENTES CILÍNDRICAS



CUERPO DE ACERO INOXIDABLE



ADAPTADORES



LENTES DE ZAFIRO DE ALTA RESISTENCIA



OCULAR DE PEEK

			0°	30°	45°	70°	70°	90°
	Ø	Longitud						
OTOSCOPIO	1,9 mm	100 mm	●	●				
	2,7 mm	75 mm	●	●		●		
	4 mm	50 mm	●	●				
RINOSCOPIO	2,7 mm	140 mm	●	●		●		
	2,7 mm	195 mm	●	●		●		
	3 mm	150 mm	●	●	●	●		
	4 mm	185 mm	●	●	●	●		
LARINGOSCOPIO	4 mm	185 mm					●	
	6 mm	158 mm					●	
	10 mm	158 mm					●	●

● No-Autoclavable ● Autoclavable

- Sistema de lentes cilíndricas y cuerpo de acero inoxidable sellado por soldadura láser.
- Adaptadores para conexión a cables de fibra óptica tipo *Storz/ Olympus, Wolf y ACMI*.
- Endoscopios autoclavables con lentes de zafiro de alta resistencia al rayado.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 91 804 44 44
comercial@optomic.com
www.optomic.com



producing quality



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso

