

FOTÓFORO OP-LF5

GRAN EFICACIA EN LA TRANSMISIÓN DE LUZ

- Óptima iluminación
- Fácil de ajustar
- Cómodo



El fotóforo de fibra óptica OP-LF5 es la manera más eficaz de iluminar el área de trabajo. Su ligereza y cinta de fácil ajuste lo hacen especialmente cómodo.

FOTÓFORO **OP-LF5**



ÓPTICA FOCALIZABLE



CABLE DE FIBRA ÓPTICA



MALETÍN DE TRANSPORTE

- Óptica focalizable.
- Fibra óptica de Ø 3,5mm x 2,3m.
- Cómoda cinta acolchada de fácil ajuste.
- Eje de iluminación regulable.
- Alta luminosidad.
- Adaptador storz a fuente de luz (otras marcas opcionales)

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com



producing quality

Specifications are subject to change without notice