

FUENTE DE LUZ PORTÁTIL

OP-LS5

LA TECNOLOGÍA LED LO HACE MÁS FÁCIL

- Sin cables
- Ligera
- Luz blanca pura



Potente fuente de luz LED para iluminación efectiva de todo tipo de endoscopios rígidos y flexibles. Una alternativa práctica para exámenes rápidos y sencillos.

FUENTE DE LUZ PORTÁTIL OP-LS5



ADAPTADOR TIPO WOLF



CARGADOR DE BATERÍA Y TRANSFORMADOR

- Compatible con sistemas Storz y Wolf.
- Luz LED LUXEON blanca pura.
- Vida útil de LED: más de 50.000 horas.
- Batería recargable de ion-litio.
- Tiempo de recarga: 2,5 - 3 horas.

- Autonomía de 4 horas.
- Temperatura de color constante.
- Peso: 79 gr. (sin batería)
- Tamaño: \varnothing 32 mm x 113 mm.
- Carcasa de aluminio.



ENDOSCOPIO RÍGIDO



ENDOSCOPIO FLEXIBLE

OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Tel: 91 804 44 44

comercial@optomic.com

www.optomic.com



producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso