

# SISTEMA INTEGRADO DE ENDOSCOPIA HD

## STROBOLUX III LED+HD

- Cámara endoscópica HD
- Estroboscopio
- Fuente de luz LED



El sistema integrado de endoscopia Strobolux III LED+HD es una solución revolucionaria en la consulta ORL. Permite realizar estroboscopia y exploración con luz continua y de manera sincronizada con la cámara Optomic HD.

# SISTEMA INTEGRADO STROBOLUX III LED+HD


## CÁMARA ENDOSCÓPICA HD

- Salida HD tipo HDMI.
- Resolución digital HD 1080p.
- Obturación: Global shutter.
- Balance de blancos automático.
- ELC automático sincronizado.
- Sincronización de cámara y estroboscopia para optimizar la calidad de imagen.
- Cabezal de cámara: 2 botones programados para balance de blancos y congelado de imagen.




## ESTROBOSCOPIO

- Sistema estroboscópico LED.
- 2 salidas de iluminación independientes y simultaneas.
- Función de movimiento lento y fase.
- Frecuencia de análisis de 60 a 1.000Hz.
- Variación de rango de fase de 0° a 400°.
- Análisis de voz: espectrograma y forma de onda.
- Micrófono aéreo y de contacto.
- Display TFT 5".



## FUENTE DE LUZ FRÍA LED

- Iluminación tipo LED.
- 2 salidas independientes.
- Funcionamiento de las salidas alternativo o simultaneo.
- Duración de la lámpara LED: 60.000h.
- Memoria de intensidad de uso.
- Adaptador de cable tipo Storz. Adaptador tipo Olympus opcional.



### OPTOMIC ESPAÑA S.A.

Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.  
Tel: 91 804 44 44  
comercial@optomic.com  
www.optomic.com



Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso